










# Нити “Ультрапак/Ультрадент”

Фото	Ширина нити	Цвет	Длина	Пропитка	Назначение
	0	Фиолетовая	244 см	Без пропитки	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ретракция десны в области нижних фронтальных зубов</li> <li>Изготовление виниров и реставраций в придесневых и поддесневых участках</li> <li>Композитные реставрации III, IV и V классов по Блеку</li> <li>Верхняя нить при технике «двойной паковки»</li> </ul>
	00	Оранжевая	244 см	Без пропитки	<ul style="list-style-type: none"> <li>Передние зубы</li> <li>«Двойная паковка» (наложение нити в два слоя)</li> <li>Нижняя нить при технике «двойной паковки»</li> </ul>
	000	Черная	244 см	Без пропитки	<ul style="list-style-type: none"> <li>Изготовление виниров (препарирование и реставрация зубов)</li> <li>Тонкие ткани десны, склонные к разрыву</li> </ul>
	1	Синяя	244 см	Без пропитки	<ul style="list-style-type: none"> <li>Непропитанные нити размером #1 и #2 достаточно эффективны для контроля тканей и/или ретракции, если они смочены в коагулирующем растворе гемостатика (ViscoStat) перед и/или после препарирования</li> <li>Используется как защитная нить при препарировании фронтальных зубов</li> </ul>
	2	Зеленая	244 см	Без пропитки	
	3	Красная	244 см	Без пропитки	<ul style="list-style-type: none"> <li>Зоны, где десневые ткани достаточно толстые и где требуется достаточное усилие для паковки нити</li> <li>Верхняя нить при технике «двойной паковки»</li> </ul>
	E0	Фиолетовая	244 см	С эpineфрин	
	E00	Оранжевая	244 см	С эpineфрин	
	E1	Синяя	244 см	С эpineфрин	